


Anti-Prothrombin (F2), Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - P00734

Artikelnummer: CM0017158



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Prothrombin (F2). Für Western Blot und ELISA validiert, unterstützt dieser Antikörper die Gerinnungsforschung, Studien zur Hämostase und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PT; THPH1; RPRGL2; F2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2147
Gen-ID	2147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 364-622 des menschlichen F2 (NP_000497.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00734
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku