

Anti-Protoporphyrinogen Oxidase (Ppox) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50336

Artikelnummer: CM0026752



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Protoporphyrinogen Oxidase (PPOX), validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt humanes und murines PPOX. PPOX ist ein mitochondriales Enzym, das einen kritischen Schritt in der Häm-Biosynthese katalysiert; Mutationen sind mit der Variegata-Porphyrrie assoziiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PPOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VP, PPO, V290M, PPOX
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5498
Gen-ID	5498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem PPOX (NP_001116236.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50336
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel