


Anti-Prox1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92786

Artikelnummer: CM0014302



Einführung

Dieser polyclonale PROX1-Antikörper aus Kaninchen ist für Western Blot und ELISA validiert, er detektiert PROX1 von Mensch, Maus und Ratte und ist ideal für Studien zur Entwicklungsbiologie und zirkadianen Rhythmen geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PROX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5629
GenID	5629
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 220-375 des menschlichen PROX1 (NP_002754.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92786
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel