

Anti-Prp19-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ums4

Artikelnummer: CM0028430



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PRP19 (Prä-mRNA-Verarbeitungsfaktor 19), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Spleißen und zur DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRP19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27339
Gen-ID	27339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-220 von humanem PRP19 (NP_055317.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMS4
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel