

Anti-Prp19 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Ums4

Artikelnummer: CM0016538



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRP19 (PSO4/SNEV), validiert für WB, IHC, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Prä-mRNA-Spleißen und Mechanismen der DNA-Schadensreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRP19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27339
GeneID	27339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 127-416 des humanen PRP19 (NP_055317.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMS4
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku