

Anti-Prp19-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

Artikelnummer: CM0006247



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PRPF19 (PRP19/SNEV). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des prä-mRNA-Spleißens, der DNA-Reparatur und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRP19-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27339
GeneID	27339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-504 des humanen PRPF19 (Q9UMS4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMS4
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku