

Anti-Prp31 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Artikelnummer: CM0029294



Einführung

Validieren Sie die Prä-mRNA-Spleißung mit diesem PRPF31 Kaninchen-polyclonalen Antikörper. Spezifisch für Mensch, Maus, Ratte; ideal für WB, IHC-P, ELISA. 55 kDa U4/U6 snRNP-Komponente, essenziell für die Spliceosomen-Assemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26121
Gen-ID	26121
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des menschlichen PRPF31 (NP_056444.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWY3
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel