

Anti-Prp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O94906

Artikelnummer: CM0023222



Einführung

Anti-PRP6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch. Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen, Androgenrezeptor-Signalisierung und Mechanismen der Retinitis pigmentosa. - O94906

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	24148
GenID	24148
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O94906
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel