

Anti-Prpf3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

Artikelnummer: CM0028849



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper zum Nachweis von PRPF3, einer zentralen Komponente des Spleißosoms. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu RNA-Spleißen und Retinitis pigmentosa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9129
GeneID	9129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem PRPF3 (NP_004689.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43395
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel