

## Anti-Prpf4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43172

Artikelnummer: CM0028133



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PRPF4 gerichtet ist, ein U4/U6 snRNP-Protein, das für die Spliceosom-Assembly und das prä-mRNA-Spleißen entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRPF4 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID             | 9128                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem PRPF4 (NP_004688.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | O43172                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 58 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |