


Anti-Prpf4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13523

Artikelnummer: CM0014763



Einführung

PRPF4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges PRPF4B, eine Kinase, die an der Spliceosomen-Assembly, der Mitose und der Hippo-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Chromatin- und Spleiß-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF4B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8899
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 550-760 von menschlichem PRPF4B (NP_003904.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13523
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel