

## Anti-Prpf8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P2Q9

Artikelnummer: CM0008188



### Einführung

CamelBio bietet PRPF8 Kaninchen mAb (Q6P2Q9), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PRPF8, einen Schlüsselfaktor für das Spleißen. Rekombinantes Immunogen gewährleistet Spezifität. Ideal für die Pre-mRNA-Spleißforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRPF8 Kaninchen mAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| GeneID (Human)    | 10594                                                                                                                    |
| GeneID            | 10594                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2200-2335 von humanem PRPF8 (Q6P2Q9) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q6P2Q9                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 274kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |