


Anti-Prps2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11908

Artikelnummer: CM0018556



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRPS2 (Ribose-Phosphat-Pyrophosphokinase 2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Wichtiges Werkzeug für die Nukleotid-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRPS2; PRPS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5634
Gen-ID	5634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem PRPS2 (NP_002756.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P11908
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel