


## Anti-Prps2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11908

Artikelnummer: CM0013479



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRPS2 (Ribose-Phosphat-Pyrophosphokinase 2), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PRPS2. Ideal für die Nukleotid-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRPS2 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | PRPSII; PRPS2                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 5634                                                                                                                       |
| GeneID            | 5634                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem PRPS2 (NP_002756.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | P11908                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 35kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |