


Anti-Prpsap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

Artikelnummer: CM0017301



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRPSAP2 (PAP41), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei 41 kDa. Geeignet für die Nukleotid-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPSAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP41; PRPSAP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 211-252 von humanem PRPSAP2 (NP_001340030.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60256
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche