

Anti-Prr12 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULL5

Artikelnummer: CM0020476

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes PRR12, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Chromatinbiologie und Neuroentwicklung. - Q9ULL5

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRR12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	NOC; KIAA1205; PRR12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57479
Gen-ID	57479
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1687-2036 des humanen PRR12 (NP_065770.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULL5
Proteinmasse	211 kDa
Versand	Eisbeutel