

Anti-Prr16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q569H4

Artikelnummer: CM0023122

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRR16/Largen, validiert für WB und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Reguliert die Zellgröße und mitochondriale Funktion; ideal für Zellbiologie- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRR16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSC54; LARGEN; PRR16
Spezies	Mensch
GenelD (human)	51334
GenelD	51334
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q569H4
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel