

Anti-Prr5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P85299

Artikelnummer: CM0013249

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen PRR5 (Protor-1), eine Untereinheit von mTORC2 und einen Tumorsuppressor, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRR5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55615
GenID	55615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-388 von humanem PRR5 (NP_851850.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P85299
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel