

Anti-Prrx1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54821

Artikelnummer: CM0015929

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PRRX1 (PMX1, PRX1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zur transkriptionellen Regulation, Differenzierung von Myofibroblasten und Wundheilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRRX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5396
GenID	5396
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-90 von menschlichem PRRX1 (NP_073207.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54821
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel