

Anti-Prss12 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56730

Artikelnummer: CM0014424

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PRSS12 (Neurotrypsin), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu neuronaler Plastizität und Gedächtnis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRSS12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8492
GenID	8492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-300 von humanem PRSS12 (NP_003610.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P56730
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel