

Anti-Prss2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Artikelnummer: CM0002412



Einführung

Anti-PRSS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-Trypsin-2. Ideal für die Untersuchung von Verdauungsproteasen und der Defensinverarbeitung in Paneth-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRSS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5645
Gen-ID	5645
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PRSS2 (P07478) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07478
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel