

Anti-Prss23 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen Pab) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

Artikelnummer: CM0022774

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PRSS23 (Serinprotease 23), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Proteaseforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRSS23 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Spezies	Mensch
Gen-ID	11098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 101-220 des humanen PRSS23 (NP_009104.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95084
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eispackung