


Anti-Prss8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

Artikelnummer: CM0020737



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRSS8 (Prostasin/CAP1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der ENaC-Regulation und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRSS8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
Spezies	Human
GeneID (Human)	5652
GeneID	5652
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem PRSS8 entspricht (NP_002764.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16651
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel