


Anti-Prx-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxm0

Artikelnummer: CM0020690



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRX, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschaften, die Myelinbiologie und die Erforschung der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRX-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CMT4F; PRX
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57716
Gen-ID	57716
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1250-1350 des humanen PRX (NP_870998.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXM0
Proteingewicht	155 kDa
Versand	Kühlakku