


Anti-Psa/Klk3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07288

Artikelnummer: CM0009117



Einführung

Monoklonaler Anti-PSA/KLK3-Kaninchenantikörper (Klon A4355), validiert für WB und ELISA. Zielprotein ist das humane prostataspezifische Antigen (UniProt P07288, 29 kDa). Immunogen: synthetisches Peptid aus den Aminosäuren 162–261. Geeignet für die Erforschung von Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSA/KLK3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	354
GeneID	354
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 162–261 des humanen PSA/KLK3 (P07288) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07288
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlpack