


Anti-Psap (Prosaposin)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Artikelnummer: CM0022592



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PSAP (Prosaposin), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt eine Bande bei ca. 58 kDa. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSAP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5660
GeneID	5660
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 275-524 des humanen PSAP (NP_002769.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07602
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku