


Anti-Psap Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07602

Artikelnummer: CM0006353



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes PSAP (Prosaposin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ziel ist das lysosomale Sphingolipid-Aktivatorprotein, das am Glycosphingolipid-Stoffwechsel und Neurodegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] PSAP Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [KD-validiert] PSAP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 275-524 von humanem PSAP (NP_002769.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07602
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel