


Anti-Psca Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43653

Artikelnummer: CM0029011



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Prostata-Stammzellen-Antigen (PSCA), geeignet für Western Blot und ELISA. Nützlich in der Krebs- und Alzheimer-Forschung. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSCA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRO232; IncPSCA; PSCA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8000
GeneID	8000
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43653
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel