

## Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q15700

Artikelnummer: CM0002841



### Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen PSD93/DLG2, geeignet für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PSD93/DLG2. Nützlich für die Forschung zu NMDA-Rezeptor-Signaltransduktion, chronischen Schmerzen und synaptischer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PSD93/chapsyn-110/DLG2 Kaninchen mAk                                                                                                  |
| Anmerkungen/Alias | PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 1740                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem PSD93/chapsyn-110/DLG2 (Q15700) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS             | Q15700                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 98 kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |