

Anti-Psd95 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P78352

Artikelnummer: CM0027285



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PSD95 (DLG4, SAP90). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu synaptischer Plastizität und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSD95 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1742
GenID	1742
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 420-510 von humanem PSD95 (NP_001308004.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78352
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel