

Anti-Psd95 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78352

Artikelnummer: CM0028665



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PSD95 (Disks large homolog 4, SAP90) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen; kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Wesentlich für die Untersuchung der synaptischen Plastizität und der Organisation der postsynaptischen Dichte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSD95 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1742
GenID	1742
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PSD95 (NP_001308004.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78352
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel