

Anti-Psd95 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78352

Artikelnummer: CM0012016



Einführung

Hochwertiges kaninchenmonoklonales PSD95-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur synaptischen Plastizität und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSD95 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1742
GenID	1742
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PSD95 (NP_001308004.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P78352
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel