

Anti-Psen2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49810

Artikelnummer: CM0026685



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSEN2, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PSEN2, ideal für Alzheimer- und Gamma-Sekretase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSEN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Spezies	Human
GeneID (human)	5664
GeneID	5664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 267-384 von humanem PSEN2 enthält (NP_000438.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49810
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel