

Polyklonaler Anti-Psg1-Antikörper Für Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Artikelnummer: CM0027965

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSG1 (schwangerschaftsspezifisches Beta-1-Glykoprotein 1). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt ein ~47 kDa sekretiertes Glykoprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1G1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5669
GenID	5669
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-419 von humanem PSG1 (NP_001171754.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11464
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel