


## Anti-Psip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075475

Artikelnummer: CM0019047



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSIP1 (LEDGF/p75), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung in transkriptioneller Regulation, Linsenentwicklung und viraler Integration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PSIP1 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| Gen-ID (Human)    | 11168                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 11168                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 301-530 von humanem PSIP1 (NP_150091.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | 075475                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                   |