


Anti-Psma1 Polyclonaler Antikörper Für Wb - P25786

Artikelnummer: CM0021700



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen PSMA1 (Proteasom-Untereinheit Alpha Typ 1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Proteasomfunktion und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5682
GenID	5682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-263 des menschlichen PSMA1 (NP_002777.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25786
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel