


Anti-Psma1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Artikelnummer: CM0012144



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches PSMA1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt PSMA1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Proteasomfunktion und Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PSMA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5682
GenID	5682
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 164-263 von menschlichem PSMA1 (P25786) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25786
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel