


Anti-Psma2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25787

Artikelnummer: CM0017979



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PSMA2 (Proteasom-Untereinheit Alpha Typ-2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. 26kDa. Ideal für die Proteasom- und Ubiquitin-Proteasom-Weg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5683
Gen-ID	5683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-234 von humanem PSMA2 (NP_002778.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P25787
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel