


Anti-Psma2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Artikelnummer: CM0004584



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Proteasom-Untereinheit Alpha-Typ-2 (PSMA2), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes PSMA2 in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5683
Gen-ID	5683
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von humanem PSMA2 (P25787) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25787
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel