

Anti-Psma2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25787

Artikelnummer: CM0021357



Einführung

Hochwertiger PSMA2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P25787) validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-PSMA2. Unentbehrliches Werkzeug für Studien zur Proteasomfunktion und Proteinabbauprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5683
Gen-ID	5683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-234 von humanem PSMA2 (NP_002778.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25787
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel