

Anti-Psma3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Artikelnummer: CM0012362



Einführung

Anti-PSMA3 Kaninchen monoklonaler Antikörper geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Proteasom-Untereinheit Alpha-3 (~28kDa), auch bekannt als C8, PSC3, HC8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5684
GeneID	5684
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25788
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel