


Anti-Psma4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25789

Artikelnummer: CM0016613



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSMA4 (Proteasom-Untereinheit Alpha-Typ 4). Für WB und ELISA validiert. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für die Erforschung des Proteasoms und des Proteinabbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5685
GeneID	5685
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-261 des humanen PSMA4 entspricht (NP_001096137.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P25789
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku