

Anti-Psma4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

Artikelnummer: CM0022740



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-PSMA4-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-PSMA4, eine zentrale Untereinheit des 20S-Proteasoms, die für den Proteinabbau entscheidend ist. Ideal für Proteasom-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Organismus	Mensch
Gen-ID	5685
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-261 des menschlichen PSMA4 (NP_001096137.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25789
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel