

Anti-Psma5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Artikelnummer: CM0028874



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PSMA5 (Proteasom-Untereinheit Alpha Typ-5). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Proteasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5686
GenID	5686
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-241 von humanem PSMA5 (NP_002781.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28066
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel