


Anti-Psma6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Artikelnummer: CM0021261



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMA6 (Proteasom-Untereinheit Alpha-Typ 6), validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Proteasoms und des Proteinabbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5687
Gen-ID	5687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-246 des humanen PSMA6 (NP_002782.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60900
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel