


Anti-Psma6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Artikelnummer: CM0014257



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMA6, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Proteasomen und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5687
GeneID	5687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-246 von menschlichem PSMA6 (NP_002782.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60900
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eispackung