


## Anti-Psma7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

Artikelnummer: CM0006566



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PSMA7 (Proteasom-Untereinheit alpha Typ-7), KD validiert. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Proteasom- und Proteinabbau-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validated] PSMA7 Rabbit mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [KD Validated] PSMA7                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 5688                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 5688                                                                                                                      |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-248 von humanem PSMA7 entspricht (NP_002783.1). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | O14818                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 28kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |