

Anti-Psma/Folh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Artikelnummer: CM0007574



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PSMA/FOLH1. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Zielprotein ist eine Folathydrolase und NAALADase, die an Prostatakrebs und Neurotransmission beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA/FOLH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2346
GeneID	2346
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem PSMA/FOLH1 (NP_004467.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04609
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eistasche