

Anti-Psma/Folh1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q04609

Artikelnummer: CM0009797



Einführung

PSMA/FOLH1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ziel ist humane und ratten Glutamat-Carboxypeptidase 2 (Q04609), ein Schlüsselenzym bei der Folataufnahme und dem Fortschreiten von Prostatatumoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA/FOLH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Spezies	Human
GeneID (human)	2346
GeneID	2346
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-106 des humanen PSMA/FOLH1 (Q04609) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q04609
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel