

Anti-Psma/Folh1 Rabbit Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Artikelnummer: CM0011808



Einführung

PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb® ist ein monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Er erkennt humanes, Maus- und Ratten-PSMA, einen Biomarker für Prostatakrebs und Glutamatcarboxypeptidase, validiert mit synthetischem Peptid-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPH; NAALAD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2346
GenID	2346
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 50-150 von menschlichem PSMA/FOLH1 (NP_004467.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04609
Proteinmasse	84 kDa
Versand	Eisbeutel